

Irrotettavien hammasproteesien hoito

- Laske pesualtaan pohjalle vettä siltä varalta, että proteesi lipsahtaa kädestä. Veteen pudotessaan proteesi ei mene rikki.
- Ota proteesi pois suusta.
- Ota proteesi tukevasti kämmeneesi.
- Harjaa proteesiharjalla proteesin kaikki uurteet ja kuopat puhtaiksi, erityisesti limakalvoa ja hampaita vasten olevilta pinnoilta; parikymmentä harjanvetoa kustakin kohdasta.
- Huuhtele proteesi runsaalla puhtaalla vedellä ja tarkista, että se on joka kohdasta puhdas.
- Huuhto suu. Tarkista että suun limakalvot ovat puhtaat.
- Säilytä proteesi yön yli puhdistettuna ja kuivana ilmastossa säilytysastiassa. Laita aamulla proteesit huuhdottuna suuhun.

Puhdistusaineet:

- Mieto astianpesuaine, nestemäinen saippua tai proteesien puhdistusaine.

Huom! Älä käytä tavallista hammastahnaa:

Hankaava hammastahna naarmuttaa akryylin pintaa, jolloin ajan myötä proteesi muuttuu helpommin likaantuvaksi ja hankalammin puhdistettavaksi.

Hammasproteesin tehostettu puhdistus – lievän suun sieni-infektion hoito

- Laita 1 ruokalusikallinen suolaa juomalasilliseen vettä.
- Laita proteesit yöksi suolaveteen kahden viikon ajan.
- Aamuisin ennen käyttöönottoa, huuhtele proteesit hyvin.